



MW Medical Establishment

Beim Schleifweg 1

FL-9486 Schaanwald

Per Fax: **0800 05 51510***

Per Email: **sales@mwmedical.li**

freecall 0800 01 12220*

Kundennummer (falls bekannt):

Praxis/Klinik/Firma:

Ansprechpartner:

Strasse/Hausnummer:

PLZ/Ort:

Telefon (für Rückfragen):

Datum/Unterschrift:

81025 2.9mm Eyepiece Autoclavable Endoscope

__ Stk.



Reparaturstufe 2

Optik freilegen; Objektiv nachkleben, polieren, Optik reinigen, justieren(Dioptrieneinstellung), vakuumdicht verkleben und Dichtigkeitstest

Reparaturstufe 3

Optik freilegen; Objektiv nachkleben, Stablinsen ersetzen, polieren, Optik reinigen, justieren(Dioptrieneinstellung), vakuumdicht verkleben und Dichtigkeitstest

Reparaturstufe 4

Optik freilegen; neues Objektiv aufbauen, Stablinsen ersetzen, polieren, Optik reinigen, justieren(Dioptrieneinstellung), vakuumdicht verkleben und Dichtigkeitstest

Reparaturstufe 9, KTS Optik

Optik freilegen, Ersetzen aller lichtführender Komponenten, Aufbau eines neuen Schaftes Sonderanfertigung KTS, neues Objektiv aufbauen, Stablinsen ersetzen, polieren, Optik reinigen, justieren (Dioptrieneinstellung), vakuumdicht verkleben und Dichtigkeitstest

81014 SmartRelease[®] Aluminium Handstück

__ Stk.



REF.

Sonstiges

__ Stk. _____

KOSTENVORANSCHLAG: __JA __NEIN

REPARATUR DIREKT : __JA __NEIN

ABHOLUNG DURCH ADM: __JA __NEIN

INSTRUMENT VERSAND AN:

TLI-TransLog International GmbH & Co. KG

MW Medical

Pfaffenhäule 56

D-78224 Singen

MW Medical Establishment ist offizieller Händler für die MicroAire[®] Motorensysteme in Deutschland, Schweiz und Österreich

MICROAIRE[®]

For Surgery. For Life.[™]

MW Medical Establishment, Beim Schleifweg 1, FL-9486 Schaanwald, Tel.: +423 373 6906, Fax: +423 373 6907, www.mwmedical.li

*kostenlos für Kunden aus dem deutschen Festnetz.