

Wärme-Unterlagen

Temperierung von unten inklusive Druckentlastung

BABY-/ KLEINKIND – BKK

Typ-Nr.	– 902
Größe* (LxB)	– 124 x 52 cm Flügel 94 x 48 cm
Gewicht	– ca. 860 g



- Die Baby-/ Kleinkindunterlage des **MoeckWarmingSystem®** ist mit 4 Schlauchanschlussmöglichkeiten ausgestattet
- Eine integrierte Kopfhaube sowie seitliche Flügel bieten wahlweise durch Bedecken des Kopfes und des abdominalen Bereiches zusätzlichen Schutz vor Auskühlung.

Durch ihren textilen und flexiblen Charakter ist die Baby-/ Kleinkindunterlage problemlos auf Brutkastengröße faltbar. Bei Bedarf kann die Unterlage durch Umklappen in eine Art ‚Schlafsack‘ abgewandelt werden, dessen Größe anhand von seitlichen Druckknopfleisten verstellbar ist. Erfahrungsgemäß wird diese textile Produktlösung von vielen unserer Kunden in Verbindung mit gängigen Lagerungshilfen und Patientenlagerungen im pädiatrischen Bereich angewendet.



*Da die textilen Produkte während der ersten Aufbereitungszyklen einlaufen, sind hier die Maße der Nutzfläche (exklusive Schlauchanschlüsse) nach mehrmaliger Aufbereitung angegeben. Ferner wird bei den Maßangaben ein Toleranzwert von ± 2 cm zugrunde gelegt.