

Effektive Resultate bei allen Hauttypen (I-VI)



Der Hersteller

FormaTK Systems ist ein weltweiter Entwickler und Erzeuger von technologisch gesteuerten und marktorientierten Geräten für den medizinisch ästhetischen Markt. Gegründet im Jahr 2008 von einer Gruppe von erfahrenen Personen aus der Industrie. FormaTK hat eine neue Produktauswahl entwickelt, welche den professionellen Anwender unterstützen und einen neuen Standard von Qualität, Innovation und Sicherheit ergeben. Kernpunkt ist die Herausforderung – bestehende Technologien zu hinterfragen und existierende technologische Grenzen durch das Kombinieren der R&B Erfahrung mit fachübergreifenden Denkansätzen und fundierte Zusammenarbeit mit weltweiten Partnern zu sprengen.

Alle FormaTK's Produkte sind geplant, entwickelt und hergestellt in hochmodernen Laboren und sind einer strengen Qualitätsprüfung unterworfen. Klinische Verfahren basieren alle auf extensiver klinischer Forschung.

MAGMA Spark Technische Daten

808 nm Dioden Laser

	ALD (Advance Laser Diode)	LLD (Large Laser Diode)
Energie	Bis zu 120 J	Bis zu 135 J
Speed	Bis zu 10 Hz	Bis zu 3 Hz
Spitzengrösse	ALD 10 x 12 (1,2 cm ²)	LLD 30 x 15 (4,5 cm ²)
Pulsmodusse	langsam, mittel, schnell, 100 ms, 400 ms	
Kühlung	Kontakt & Saphir-Kühlung 4°C	

Melanin-Meter	Skin melanin level 1-100
Touch Screen Grösse	10,4 inch
Gerätegrössen	H: 55 cm, W: 50 cm, D: 53 cm
Gewicht	23 kg
Strom	100 - 264 Volt, 50 - 60 Hz
Sprachen Support	Multi lingual



BeautyTrend GmbH
 Industriestr. 32 A
 FL-9491 Ruggell
 Tel. +41 79 681 59 05
 info@beautytrend24.com
 www.beautytrend24.com

Beauty
 TREND
 KOSMETIK UND MEHR



Hervorragende
Qualität
 ist der neue Standard
 bei Beauty-Geräten

VOGELÄNDER | WERBUNG



Beauty
 TREND

KOSMETIK UND MEHR

MAGMA Spark

Hervorragende Qualität –
der neue Standard

MAGMA Spark setzt neue Maßstäbe in der permanenten Haarentfernung. Der MAGMA Spark 808 nm Dioden-Laser liefert erstaunlich schnelle und massgeschneiderte Behandlungen, Kontaktkühlung und keine Wartezeit und macht ihn somit zur ersten Wahl für die moderne Klinik.



Erstklassige Ausstattung – standardmässig

Ausgestattet mit 5 Behandlungsmodussen und einem Melanin-Meter, macht es der MAGMA Spark einfach bessere und sichere Behandlungen für alle Hauttypen inklusive gebräunter Haut anzubieten.



5 Behandlungs-Modusse

Einführung des ersten single Systems das alle üblichen Behandlungsmöglichkeiten in einem Gerät vereint. Die fünf Modusse sind so entwickelt, dass sie sanfte und effektive massgeschneiderte Behandlungen für alle Hauttypen (I-VI) für optimale Ergebnisse erlaubt.

1. langsam – bis zu 40J/cm²
2. mittel – Accumulative Energie
3. schnell & schmerzarm – 10J/cm² – 10 Hz
4. 100 ms – perfekt für Hauttyp V
5. 400 ms – perfekt für Hauttyp VI



Keine Ausfallzeiten

Schneller Arbeitsablauf und keine Wartezeit zwischen den Behandlungen. Eine fortschrittliche interne Kühlungseinheit hält das Innere des Gerätes immer kühl, sodass der MAGMA Spark immer bereit für die nächste Behandlung ist.



Melanin-Meter

Hilft dem Anwender Verbrennungen zu vermeiden und erlaubt massgeschneiderte Behandlungen. Das Melanin-Meter ist ein kleines Diagnostik-Gerät das individuelle Behandlungsprogramme, basierend auf dem abgelesenen Wert des Hautzustandes, des Patienten generiert.



ALD & LLD Dioden Laser-Applikatoren

FormaTK's Dioden-Laser Applikatoren im Bereich von 808 nm liefern die ultimative Lösung für permanente Haarreduktion. Die kraftvollen ALD und LLD Applikatoren basieren auf der neuesten Entwicklung in der Diode Laser-Technologie welche überragende Ergebnisse mit erstaunlicher Geschwindigkeit und Sicherheit liefern.

Schnelle & schmerzarme Behandlungen

Genießen Sie das Beste aus zwei Welten mit dem Schnellen & Schmerzarmen Modus – Sie können nun schmerzarme Behandlungen mit erstaunlicher Geschwindigkeit mit bis zu 10 Pulsen/Sekunde anbieten. Klinisch nachgewiesen und FDA genehmigt, kann der Schnelle & Schmerzarme Modus bei allen Hauttypen und bei gebräunter Haut angewendet werden.

Kontaktkühlung

Die Kontakt & Saphir Kühlungs-Technologie erhöht den Komfort des Patienten, gleichzeitig wird das Risiko von Verbrennungen durch Kühlung der Applikatorspitze auf 4°C reduziert. Durch Nutzen der gesamten Applikatorspitzenoberfläche erzeugt die Kontakt & Saphir-Technologie mehr Kühlung welche die Haut für eine längere Zeit als üblich kühlt.



LLD - Large Laser Diode

Energie: bis 135 J
Speed: 1 - 3 Hz
max. Behandlungsareal: 13,5 cm²/sec
Kontakt & Saphir-Kühlung bis 4 C°

ALD - Advanced Laser Diode

Energie: bis 120 J
Speed: 1 - 10 Hz
max. Behandlungsareal: 12 cm²/sec
Kontakt & Saphir-Kühlung bis 4 C°

Applikator-Highlights

- schneller & schmerzarmen Behandlungsmodus
- kleine (1.2 cm²) & grosse (4.5 cm²) Applikatorspitze
- Kontakt & Saphir-Kühlung bis zu 4° Celsius
- Garantiert höhere Anzahl an Pulsen
- 5 Behandlungsmodusse
- 1250W kraftvolle Diode – made in USA
- zwei speziell entwickelte Modusse
- (100ms, 400ms) für dunkle Haut (V/VI)

Beauty
TREND
KOSMETIK UND MEHR