

ottobock.

Taleo Adjust.

Bereit für den Alltag.



”

*Spontan von Turn-
schuhen auf High Heels
wechseln zu können,
ist großartig.*

Natálie

Freiheit bei der Schuhwahl.

Sie möchten einen Prothesenfuß, der Ihnen mehr Flexibilität und Spontanität bei der Schuhwahl erlaubt? Als aktiver Anwender kann Ihnen der *Taleo Adjust* genau das bieten.

Ob barfuß, Turnschuhe oder High Heels – per Knopfdruck ist ein stufenloses Einstellen der Absatzhöhe bis 7 cm möglich.

Vorbei die Zeiten, in denen Sie für alle Anlässe das gleiche Paar Schuhe tragen mussten.



Beständig
gegen Wasser und
Korrosion.



Jetzt mehr
erfahren





Die Öffnungen in der Fußhülle verhindern, dass sich Wasser in der Prothese sammelt.

Passend für jeden Anlass

Erst ein ganz normaler Arbeitstag im Büro und dann abends in einem schicken Restaurant essen gehen: Passen Sie Ihren Prothesenfuß einfach und spontan Ihren Bedürfnissen an – egal für welches Schuhpaar Sie sich entscheiden. Profitieren auch Sie von dieser Freiheit.

Einfaches Einstellen der Absatzhöhe

Durch Betätigen eines Druckknopfes wird der Knöchel entsperrt und die gewünschte Absatzhöhe kann eingestellt werden. Drücken Sie anschließend erneut den Knopf, um den Knöchel wieder zu sperren. Der individuell optimale Prothesenaufbau kann reproduziert werden. Es wird kein zusätzliches Werkzeug benötigt.

Geschmeidiges Abrollen für einfaches Gehen

Durch das gleichmäßige Abrollen vom Fersenauftritt bis zum Zehenabstoß ermöglicht Ihnen der *Taleo Adjust* einfaches und komfortables Gehen ohne toten Punkt – in Abhängigkeit vom Schuhwerk.

Mit allen Wassern gewaschen

Mit dem *Taleo Adjust* können Sie bedenkenlos ins Schwimmbad, einen Ausflug ans Meer machen und auch den Sprung in die Regenpfütze müssen Sie nicht scheuen. Der Carbonfuß ist wasser- und korrosionsbeständig.



Vorteile auf einen Blick

- Einfache Anpassung der Absatzhöhe bis zu 7 cm
- Sanftes Überrollen für leichtes Gehen (abhängig vom Schuh)
- Tragen unterschiedlicher Schuhe, z.B. Turnschuhe oder Business Schuhe
- Barfuß laufen möglich
- Wasser- und korrosionsbeständig
- Kompatibel mit allen mechatronischen Kniegelenken von Ottobock



Der Taleo Adjust lässt sich ganz leicht mit dem Quickchange kombinieren.

Otto Bock HealthCare Deutschland GmbH
Max-Näder-Straße 15 · 37115 Duderstadt
T +49 5527 848-3411 · F +49 5527 848-1414
prothetik@ottobock.de · www.ottobock.com